

Förnamn:	Efternamn:
Pumpmodell:	Datum:

## Initiala pumpinställningar

Basalprogram 1	
Namn:	
Starttid	Enheter/tim
12:00	

Basalprogram 2	
Namn:	
Starttid	Enheter/tim
12:00	

Auto AV
Aktivera: ___PÅ ___AV
När detta är aktiverat avbryts all insulintillförsel inom ___timmar om inga knappar tryckts ned.

Insulin i kroppen (Insulin on Board, IOB)
IOB: ___PÅ ___AV
Duration: ___Tim

CGM-inställningar Meddelande om högt och lågt blodsocker
Högt: _____mmol/L
Lågt: _____mmol/L

Maxgränser	
Basal	Enheter/tim
Bolus	Enheter
Dagligen	Enheter
2 tim	Enheter

Förhållanden mellan insulin och kolhydrater (I:K)	
Starttid	I:K (gm)
12:00	1Enhet:
	1Enhet:
	1Enhet:

ISF	
Starttid	ISF (mmol/L)
12:00	1Enhet:
	1Enhet:
	1Enhet:

Blodsockermål/-område		
Start-tid	mmol/L	+/- mmol/L
12:00		

## Bruksanvisning

### Övervakning av blodsocker

- Testa blodsocker:  Fastande  Sängdags  Före måltider  \_\_\_timmar efter måltider  
 Annat: \_\_\_\_\_
- Ring din vårdgivare (husläkare) om du ofta upplever hypoglykemi eller har ett mycket lågt värde, som eventuellt kräver hjälp av en annan person.
- Hyperglykemi kan leda till diabetesketoacidosis. Följ din vårdgivares rekommendation för att kontrollera ketoner.
- Se användarhandboken för ytterligare felsökning av höga eller låga blodsockernivåer.

## Instruktioner, forts.

### Säkerhetssystem och larm

- PRIMA ALDRIG SLANGAR OCH DRA ALDRIG ÅT AMPULLOCKET MEDAN INFUSIONSSETET ÄR ANSLUTET TILL KROPPEN!
- Gå igenom meddelanden, larm och varningar i användarhandboken.

### Byt infusionsset och stickställe

- Varannan till var tredje dag, innan en måltid, eller vad som rekommenderas av ditt hälsovårdsteam.
- Om du upplever rodnad, irritation, svullnad, utsöndring eller obehag på stickstället.
- Om du får ett ocklusionslarm (efter lämplig felsökning), se användarhandboken eller kontakta teknisk support.
- Vid tveksamhet, byt!

### Tips om infusionsset

- Kontrollera ditt blodsocker 1–2 timmar efter ett setbyte.
- Rutinmässiga ändringar bör göras minst 4 timmar innan sänggående.
- Rengör huden före införande av setet, byt stickställe, och inspektera stickstället och slangarna två gånger om dagen.
- Besök [www.infusion-set.com](http://www.infusion-set.com) för ytterligare stöd om infusionsset.

### CGM/sensorpåminnelser

- **Du måste ta blodsockertest i fingertoppen med din blodsockermätare och använda detta blodsockervärde för att ta behandlingsbeslut. Insulindosering bör inte baseras enbart på resultat från kontinuerlig blodsockermätning (CGM).**
- Se snabbguiden och användarhandboken när det är dags att börja din nästa CGM-period.

### Tid utan pumpen/Backup-plan

- Tala med din vårdgivare för att få en plan för att ersätta basal- och bolusinsulin för tid utan pumpen.
- Skäl kan inkludera kontaktsport, en dag på stranden, en medicinsk procedur eller ett pumptekniskt problem.
- Var förberedd! Ha *alltid* med dig en skriftlig kopia av dina senaste pumpinställningar och din backup-plan.

### Kontaktinformation

- Medicinsk nödsituation: Kontakta din vårdgivare eller ring akutmottagningen.
- Teknisk support: Ring numret på baksidan av pumpen när som helst.
- Pumptillbehör: Kontakta Animas eller din återförsäljare.

### Uppföljningsvård

- Följ upp med din vårdgivare för dosjustering och fortsatt vård.

Animas Corporation rekommenderar att patienter alltid kontrollerar med sin läkare/vårdgivare för råd om specifik behandling av sin diabetes.