

Etunimi:	Sukunimi:
Pumppumalli:	Päivämäärä:

Omat pumppuasetukset:

Perusohjelma 1	
Nimi:	
Aloitusaika	Yksikköä/tunti
00:00	

Perusohjelma 2	
Nimi:	
Aloitusaika	Yksikköä/tunti
00:00	

Automaattinen pysäytys
Ota käyttöön: ___PÄÄLLÄ ___POIS
Kun päällä, kaikki insuliiniannostukset keskeytetään ___tunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta.

Bolusinsuliinia jäljellä (IOB)
IOB: ___PÄÄLLÄ ___POIS
Kesto: ___h

CGM-asetukset Korkean ja matalan glukoosin hälytykset
Korkea: _____mmol/L
Matala: _____mmol/L

Maksimirajat	
Perus	Yksikköä/tunti
Bolus	Yksikköä
Päivittäin	Yksikköä
2 tuntia	Yksikköä

Insuliinin/hiilihydraatin suhde (I:HH)	
Aloitusaika	I:HH (gm)
00:00	1 Yksikkö:
	1 Yksikkö:
	1 Yksikkö:

IHT	
Aloitusaika	IHT (mmol/L)
00:00	1 Yksikkö:
	1 Yksikkö:
	1 Yksikkö:

VS-tavoite/alue:		
Aloitusaika	mmol/L	+/- mmol/L
00:00		

Ohjeet

VS:n seuranta

- Testi-VS: Paasto Nukkumaanmenoaika Ennen aterioita ___tuntia aterioiden jälkeen
- Muu: _____
- Käänny terveydenhoitopalvelun tarjoajan puoleen, jos kärsit usein hypoglykemiasta tai jos verensokerisi laskee niin alas, että saatat tarvita toisen apua.
- Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Noudata ketoaineiden tarkistamisessa terveydenhoitopalvelun tarjoajan suosituksia.
- Käyttöoppaassa on lisätietoa korkean ja matalan glukoositason ongelman selvittämisestä.

Ohjeet (jatkuu)

- Turvajärjestelmät ja hälytykset
 - ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ LETKUA TAI KIRISTÄ SÄILIÖN SULJINTA, KUN INFUUSIOSETTI ON KIINNITETTYNÄ KEHOOSI!
 - Käy läpi käyttöoppaassa olevat huomautukset, hälytykset ja varoitukset.
- Vaihda infuusiosetti ja pistokohta
 - 2-3 päivän välein, ennen ateriaa tai terveydenhoitotiimin suosituksen mukaisesti.
 - Jos alueella on punoitusta, ärsytystä, turvotusta, vuotoa tai epämukavuutta.
 - Jos saat tukoshälytyksen (asianmukaisen vianmäärityksen jälkeen), lue käyttöopas tai ota yhteyttä asiakastukeen.
 - Jos olet epävarma, vaihda!
- Infuusiosettivinkkejä
 - Tarkista VS 1-2 tuntia setin vaihtamisen jälkeen.
 - Rutiinivaihdot on tehtävä vähintään 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa.
 - Puhdista iho ennen setin sisäänvientiä, vaihda pistoaluetta ja tarkista alue ja letku kaksi kertaa päivässä.
 - Infuusiosetin lisätukea on osoitteessa www.infusion-set.com.
- CGM-/anturimuistutukset
 - **Testi sormenpäänäytteestä on otettava VS-mittarilla, ja saatua VS-arvoa on käytettävä insuliinia tai hoitoa koskevien päätösten tekemiseen. Insuliinin annostelupäätökset eivät saa perustua pelkästään CGM-järjestelmästä saatuihin tuloksiin.**
 - Lue pikaoppaan ja käyttöoppaan ohjeet, kun on aika aloittaa seuraava CGM-jakso.
- Aika ilman pumppua/varasuunnitelma
 - Keskustele terveydenhoitopalvelun tarjoajan kanssa suunnitelmasta perus- ja bolusinsuliinin korvaamiseen siksi ajaksi, kun olet ilman pumppua.
 - Syitä voivat olla kontaktilajit, päivä uimarannalla, lääkinnällinen toimenpide tai pumpun tekninen ongelma.
 - Ole valmistautunut! Säilytä aina kirjallista kopiota viimeisimmistä pumppuasetuksistasi ja varasuunnitelmastasi.
- Yhteystiedot
 - Hätätilanne: Ota yhteyttä terveydenhoitopalvelun tarjoajaan tai soita ensihoitokeskukseen.
 - Tekninen tuki: Soita pumpun takana olevaan numeroon milloin tahansa.
 - Pumpun tarvikkeet ja lisävarusteet: Ota yhteyttä Animasiin tai jälleenmyyjään.
- Seurantaohito
 - Ota yhteyttä terveydenhoitopalvelun tarjoajaan annoksen säätämistä ja jatkuvaa hoitoa koskevissa asioissa.

Animas Corporation kehottaa potilaita aina tarkistamaan lääkäriltä/terveydenhoitopalvelun tarjoajalta ohjeet diabeteksen hoitoon.